



LatinHealth
Group

Generador Voyant

Configuración fácil y rápida del generador:

1. Enchufe el generador (parte posterior del generador).
2. Presione el botón de encendido.
3. Enchufe la pieza de mano.



Alarmas y Solución de Problemas

Comprobar dispositivo. Agarrar nuevamente y reactivar

- Mandíbulas claras.
- Agarrar tejido más grueso.
- Compruebe si hay metal/clips.
- Eliminar el exceso de líquidos.

Significado:

- Las mandíbulas del dispositivo están cubiertas de exceso de carga.
- Hay una cantidad insuficiente de tejido entre las mandíbulas.
- Las mandíbulas del dispositivo están en contacto con el metal (por ejemplo, grapas, clips, etc.).
- Las mandíbulas del dispositivo están sumergidas en fluidos agrupados.

Soluciones:

- Corrija la condición (es decir, limpie las mandíbulas, agarre el tejido más grueso, verifique si hay objetos metálicos y o elimine el exceso de líquido) y luego vuelva a agarrar el tejido y reactive el dispositivo.
- Si el mensaje persiste, reemplace el dispositivo.

Reactivar

- Ciclo de sellado interrumpido.
- Punto final no alcanzado.

Significado:

- El ciclo de sellado se interrumpe antes de que se complete el ciclo.
- Se alcanza el tiempo máximo del ciclo de sellado.

Soluciones:

- Reactive el ciclo de sellado sin reposicionar el dispositivo.

Dispositivo no reconocido

Significado:

- El dispositivo conectado no es reconocido por el generador.

Soluciones:

- Verifique que la clave del dispositivo esté insertada completamente en el puerto del generador.
- Si el mensaje persiste, reemplace el dispositivo.

Compruebe si hay un botón pegado

Significado:

- Un botón del dispositivo puede estar atascado.

Soluciones:

- Verifique si hay un botón de dispositivo atascado.
- Reemplace el dispositivo si es necesario.

Liberación temprana de botones

- Ciclo de sellado detenido por el usuario.
- Reactivar.

Significado:

- El usuario suelta el botón de activación de fusibles del dispositivo Voyant antes de que se complete el ciclo de sellado.

Soluciones:

- Reactivar el ciclo de sellado sin reposicionar el dispositivo.

Error del generador (XXX)

- Por favor, póngase en contacto con su representante de servicio.

Significado:

- Los diagnósticos internos han identificado un error interno que el usuario no puede corregir.

Soluciones:

- Apague y vuelva a encender.
- Si el mensaje persiste, anote el código de error proporcionado y comuníquese con su representante de servicio o con el Soporte de Applied Medical para obtener servicio.

Error del generador (381)

- Sobrecalentamiento del generador.
- Verifique las salidas de aire.

Significado:

- El generador se está sobrecalentando.

Soluciones:

- Verifique si hay ventilaciones de aire bloqueadas.
- Espere 5 minutos antes de apagarlo.
- Vuelva a encender la alimentación.
- Si el mensaje persiste, tenga en cuenta el código de error proporcionado y póngase en contacto con su representante de servicio de Applied Medical para obtener servicio.

Error del generador (944)

- Verificación de calibración fallida.
- Por favor reinicie el generador.

Significado:

- Los diagnósticos internos han identificado un error interno durante la prueba de verificación de calibración.

Soluciones:

- Apague la alimentación y vuelva a encenderla.
- Si el generador supera con éxito la prueba automática de encendido (PAE), acceda al modo de servicio y vuelva a ejecutar la verificación de calibración.
- Si el mensaje de error persiste, comuníquese con su representante de servicio o con el Soporte técnico de Applied Medical para obtener servicio.

