



LatinHealth
Group

Dale[®]
Always Better™



Férulas

Férulas

La mejor manera de asegurar y estabilizar las líneas arteriales y las vías periféricas es con la férula flexible de Dale.

Se puede colocar en cualquier posición para maximizar la exposición de la arteria radial. Mejora y asegura la comodidad del paciente.

- La férula puede colocarse en la posición que el paciente requiera (maleable).
- Permite al personal clínico la hiperextensión de la muñeca del paciente para la exposición de la arteria radial, sin problemas de inserción e integridad de la línea.
- Velcro® ajustable para el cierre de la férula, lo cual es cómodo para el paciente.
- Suave, su tejido le da más confort al paciente.
- Puede ir a imágenes sin pegarse al imán.



650 Grande 23 cm x 12 cm.
651 Mediano 14 cm x 8 cm.
652 Pequeño 11.4 cm x 4 cm.
653 Súper Pequeño 10.8 cm x 2.5 cm.
10 x caja.