



**LatinHealth**  
Group

# Gorra para Lavado

medoffice®



Gorra con shampoo / Gorra para lavado

## Gorra con shampoo Gorra para lavado



### Características

- La gorra con shampoo fue diseñada para limpiar y cuidar el área del cabello y la cabeza de pacientes hospitalizados, encamados y pacientes que requieren cuidados especiales, como pacientes de cuidados intensivos.
- Elimina las células muertas del cabello con una formulación especial.
- Ayuda a mantener el cuero cabelludo saludable con vitamina E y provitamina B5.
- La gorra con shampoo proporciona operaciones de limpieza y cuidado cómodas y seguras.
- Como en la gorra de shampoo ordinaria, no contiene látex y no causa alergias.
- La limpieza del cabello se completa en poco tiempo, aproximadamente tres minutos.
- La gorra con shampoo es adecuada para uso frecuente porque no incluye alcohol, lanolina ni látex.
- Elimina eficazmente restos de gel de EEG, sangre o yodo de la cabeza y cabello.

### Especificaciones

**No tejido:** 120GSM (30% viscon + 70% PE) hilado blanco.

**Exterior no tejido:** película de PE 35GSM blanco impermeable.

**Costura: sobrebloqueada:** 5 puntos por cm con poliéster natural T120.

**Elástico:** elástico transparente PULAST, sin látex, 300 mic x 6 mm.

**Empaque:** Doypack Pack, 60PE + 12 PET.

**Detalle del empaque:** 1 gorra de shampoo en un paquete, 75 paquetes en una caja.

**Tamaño final:** tamaño de corte de 50-53 cm de diámetro.

**Apertura de la gorra:** 13-16 cm de diámetro.

**Diámetro de la gorra:** 26-28 cm de diámetro.

**Puede ser calentada en microondas.**

