



Implantes Palpebrales ALOS



Implantes Palpebrales ALOS

ORO-PLATINO

Nombre de marca	ALOS					
Modelos	ORO (TH - G) y PLATINO (PTH - P)					
Descripción e indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Materiales biocompatibles. • Debido a su diseño esférico y fino, los implantes se adaptan a la curvatura del globo ocular para conseguir un mejor resultado estético. • Bordes redondeados para evitar la extrusión del implante a largo plazo. • Orificios de sutura con canales de fijación. • Pureza del 99,9% (Platino) y 99,9% (Oro). • Estéril. 					
	<p>Indicaciones: Los implantes palpebrales están diseñados para la corrección del lagofthalmos.</p>					
	<table border="1"> <tr> <td>Nombre de marca</td> <td>ALOS SIZER SET</td> </tr> <tr> <td>Referencias</td> <td>SET MEDIDOR PESAS TH SET MEDIDOR PESAS G</td> </tr> <tr> <td>Peso (g)</td> <td>0.6-0.8-1.0-1.2-1.4-1.6</td> </tr> </table>	Nombre de marca	ALOS SIZER SET	Referencias	SET MEDIDOR PESAS TH SET MEDIDOR PESAS G	Peso (g)
Nombre de marca	ALOS SIZER SET					
Referencias	SET MEDIDOR PESAS TH SET MEDIDOR PESAS G					
Peso (g)	0.6-0.8-1.0-1.2-1.4-1.6					

ORO																		
Referencias	TH 06	TH 08	TH 10	TH 12	TH 14	TH 16	TH 18	G0 6	G0 8	G 10	G 12	G 14	G 16	G 18	G 20	G 22	G 24	G 26
Peso (g)	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
Longitud (mm)	10.5	12.5	15.5	17.5	19.5	21.5	24.5	7.8	10.3	12.3	13.9	15.4	16.9	18.9	20.5	20.8	22.3	23
Ancho (mm)	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Grosor (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Método de esterilización	Vapor																	
Caducidad	3 años																	

PLATINO															
Referencias	PTH 06	PTH 08	PTH 10	PTH 12	PTH 14	PTH 16	PTH 18	P 06	P 08	P 10	P 12	P 14	P 16	P 18	
Peso (g)	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	
Longitud (mm)	10.2	12.4	15.0	17.0	18.8	21.0	24.0	7.6	10	11.9	13.5	15.0	16.3	17.4	
Ancho (mm)	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5	5	5	5	5	5	5	
Grosor (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
Método de esterilización	Vapor														
Caducidad	3 años														

* Producto con marcado CE. REV: 07A.07/2021.

