

Kii Trocares





Trocar Kii

con Balón de
Punta Roma

*Tecnología innovadora de
punta roma*

**Ahora disponible en 5mm.
¡La cánula de Hassan más pequeña
del mercado!**



Fijación para suturas

Maximizan el alcance del instrumento y facilitan el cierre de la ubicación del puerto.

Cono de gel

Mejora la articulación del instrumento.

Balón sin látex


Proporciona un anclaje estable en procedimientos prolongados, y maximiza la visibilidad y el espacio de trabajo.

Obturador de punta roma óptico

Facilita la visualización directa durante la colocación del trocar.



REFERENCIA	TAMAÑO	PRESENTACIÓN
C0Q20	5 x 100 mm	CAJA/6
C0R47	12 x 100 mm	CAJA/6
C0R50	12 x 130mm	CAJA/6



Trocar Kii Fios[®]

de Primera Incisión

El único puerto óptico de insuflación



Kii Fios de primera incisión 3 mm




Aguja de Insuflación



5mm Trocar




12mm Trocar



Acceso sin cuchillas con un mínimo defecto de la fascia

Facilita la reaproximación de las capas de tejidos al retirarse.



Penetración mínima e insuflado rápido

El trocar solo tiene que introducirse **3 mm** para iniciar el insuflado.



REFERENCIA		TAMAÑO	PRESENTACIÓN
Fijación avanzada	Estrías en Z		
CFF05	N/A	5 x 75 mm	CAJA/6
CFF03	CTF03	5 x 100 mm	CAJA/6
CFF01	CTF01	5 x 150 mm	CAJA/6
CFF33	CTF33	11 x 100 mm	CAJA/6
CFF31	CTF31	11 x 150 mm	CAJA/6
CFF73	CTF73	12 x 100 mm	CAJA/6
CFF71	CTF71	12 x 150 mm	CAJA/6




Cánula Kii

de Fijación
Avanzada


Mejor retención





Disco de retención


Reduce el desplazamiento de la cánula del trocar en la cavidad abdominal.



Balón sin látex

- Ofrece una retención inigualable.
- Maximiza la visibilidad y el espacio de trabajo.
- Proporciona presión en el lugar de la incisión, lo que reduce potencialmente las hemorragias en la ubicación del puerto.
- Proporciona estabilidad durante todo el procedimiento.

REFERENCIA	TAMAÑO	PRESENTACIÓN
CFS03	5 x 75 mm	CAJA/6
CFS02	5 x 100 mm	CAJA/6
CFS01	5 x 150 mm	CAJA/6
CFS12	11 x 100 mm	CAJA/6
CFS11	11 x 150 mm	CAJA/6
CFS22	12 x 100 mm	CAJA/6



Sistema Kii

con Cuchilla Protegida

Entrada delicada y controlada

Activación y desactivación intuitivas.



Desactivado



Activado

Ofrece una indicación clara de la posición del protector.



REFERENCIA		TAMAÑO	PRESENTACIÓN
Fijación avanzada	Estrías en Z		
CFB03	CTB03	5 x 100 mm	CAJA/6
N/A	COQ61	8 x 100 mm	CAJA/6
CFB33	CTB33	11 x 100 mm	CAJA/6
CFB73	CTB73	12 x 100 mm	CAJA/6