



LatinHealth
Group

Voyant



VOYANT
INTELLIGENT ENERGY SYSTEM

Sistema de Energía Inteligente

Voyant

Sistema de Energía Inteligente



El sistema **Voyant** mide de manera inteligente el tejido y el cambio de las propiedades de las haces de tejido. Aplica la cantidad de energía óptima para crear un sellado firme y permanente.



Dispositivo con inteligencia integrada

El sistema Voyant introduce un avance único a cada uno de los dispositivos.

Almacena datos de activación para aprender del tejido humano vivo, ofreciendo soluciones específicas para cada necesidad clínica.


VOYANT[®]
INTELLIGENT ENERGY SYSTEM

Pinza Voyant Fusión Maryland



Características de la mandíbula

- Longitud de sellado de 20 mm
- Longitud de corte de 18 mm
- Acción única
- Boca curva con puntas de disección
- Gira 360°



Pinza Voyant Fusión de 5mm



Características de la mandíbula

- Longitud de sellado de 20 mm
- Longitud de corte de 18 mm
- Acción única
- Boca recta y roma
- Gira 360°



Pinza Voyant Fusión Open



Características de la mandíbula

- Longitud de sellado de 40 mm
- Longitud de corte de 38 mm
- Doble acción
- Boca curva y roma
- Gira 180°



Pinza Voyant Fusión Fine



Características de la mandíbula

- Longitud de sellado de 17 mm
- Longitud de corte de 15 mm
- Doble acción
- Boca curva con puntas de disección
- Longitud de trabajo 13.5 cm



Voyant

Pinza Voyant Fusión Maryland

Modelo	Modalidad	Tamaño máximo del vaso	Longitud del eje	Estilo de mandíbula	Compatibilidad con el Trocar	Longitud del sello	Largo del corte	Forma de la mandíbula	Rotación del eje
EB215	Bipolar Avanzado	7 mm	37 cm	Acción única	5 mm o más grande	20 mm	18 mm	Curva, punta de disección	360°
EB216	Bipolar Avanzado	7 mm	44 cm	Acción única	5 mm o más grande	20 mm	18 mm	Curva, punta de disección	360°
EB217	Bipolar Avanzado	7 mm	23 cm	Acción única	5 mm o más grande	20 mm	18 mm	Curva, punta de disección	360°

Pinza Voyant Fusión de 5mm

Modelo	Modalidad	Tamaño máximo del vaso	Longitud del eje	Estilo de mandíbula	Compatibilidad con el Trocar	Longitud del sello	Largo del corte	Forma de la mandíbula	Rotación del eje
EB210	Bipolar Avanzado	7 mm	37 cm	Acción única	5 mm o más grande	20 mm	18 mm	Recta, roma	360°
EB211	Bipolar Avanzado	7 mm	44 cm	Acción única	5 mm o más grande	20 mm	18 mm	Recta, roma	360°

Pinza Voyant Fusión Fine

Modelo	Modalidad	Tamaño máximo del vaso	Longitud del eje	Estilo de mandíbula	Longitud del sello	Largo del corte	Forma de la mandíbula
EB230	Bipolar Avanzado	7 mm	13.5 cm	Acción dual	17 mm	15 mm	Curva, punta de disección

Pinza Voyant Fusión Open

Modelo	Modalidad	Tamaño máximo del vaso	Longitud del eje	Estilo de mandíbula	Longitud del sello	Largo del corte	Forma de la mandíbula	Rotación del eje
EB240	Bipolar Avanzado	7 mm	20 cm	Acción dual	40 mm	38 mm	Curva, punta de disección	180°

Generador Voyant

Modelo	Descripción	Modalidad	Tamaño y peso del producto	Puertos
EA020	Generador Electro-quirúrgico Voyant	Bipolar Avanzado	35.1 cm x 30.5 cm x 11.3cm (6.6 kg)	1

Accesorios

Modelo	Descripción	Tamaño y peso del producto
EX150	Carro Voyant	66 cm x 51 cm x 106 cm (60kg)