



Las reglas de Retinoscopía son un instrumento de gran importancia en la consulta de optometría.

Esta versión incluye 8 reglas, cuatro con lentes positivos y otras cuatro con lentes negativos.

Usos e indicaciones:

Dicha regla es empleada en la Retinoscopía, están identificadas con color rojo los lentes negativos y de color negro los lentes positivos.

Especificaciones:

- Reglas de Lentes + (negra): 16 lentes esféricas positivas, de 16 mm de diámetro.
- Reglas de Lentes - (rojas): 16 lentes esféricas positivas, de 16 mm de diámetro.
- Pot. Esféricas (+/- (Dp.)): 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15.

Pantalla de medición:

- Almacenaje: Mantener libre de humedad y luz solar directa.
- Mantener en su respectiva caja.
- Temperatura de funcionamiento: De +10 a +40°C.
- Humedad: 30 a 75% HR.
- Presión atmosférica: 700 ~ 1060 hPa.

Vida útil:

- No menor a 10 años.