

Blo-K

Aguja para bloqueo pre biopsia de próstata



- Se utiliza a través de la guía del transductor ecográfico previo a introducir la aguja de biopsia.
- Permite utilizar todo tipo de jeringas.
- Debido al diseño del bisel no es necesario utilizar mandril para ser introducido.
- Cuenta con marcas de profundidad cada centímetro.
- Posee un terminal plástico translucido, para una mejor visualización.

COLOR	GUAGE (CALIBRE)	LARGO
○	20	20 cm
	20	25 cm

* Producto descartable, para utilizar una única vez.

* Para su uso correcto, ver información en el instructivo de uso junto al embalaje del producto.

hISTO

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Kits y Dispositivos Médicos

