



**LatinHealth**  
Group

# Epix Sistema de Irrigación / Succión Laparoscópico

**Applied**  
Medical



Lo Último en Comodidad y Confort

# Epix

Sistema de Irrigación / Succión  
Laparoscópico



### 1 Tubo flexible, Suave

Cubre fácilmente, minimiza el enrollamiento y mejora el control.

### 2 Evacuación de humo

Mantiene la visibilidad y elimina la necesidad de un dispositivo separado de evacuación de humo.

### 3 Pieza ergonómica y clara

Proporciona un ajuste cómodo y una visión sin obstáculos de los canales de trabajo.

### 4 Llaves con código de color con resortes blandos

Presionar suavemente, maximizando el confort del usuario. Diferencia los botones de succión e irrigación.

5

### 5 Fijación de la sonda

Conectar y desconectar rápida y fácilmente. Las sondas electro quirúrgicas permiten que un dispositivo proporcione electrocirugía monopolar, evacuación del humo, y capacidad de succión / irrigación.



# Epix

## Sistema de Irrigación / Succión Laparoscópico

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
C6001	5 mm x 33 cm. Válvula y sonda con tubo de doble bolsa	CAJA/12
C6003	Válvula solo con set de tubo de doble bolsa (Para usar con sonda reusable)	CAJA/12
C6005	Solo válvula y tubo 12" (Para usar con sonda y tubo reusable)	CAJA/12
C7211	5 mm x 45 cm. Sonda reusable con orificios de irrigación	UNIDAD
C7204	10 mm x 33 cm. Sonda reusable con orificios de irrigación	UNIDAD
C7205	5 mm x 33 cm. Pool Tip reusable con orificios de irrigación	UNIDAD

