

Esnoper V2000

Implante de Glaucoma



Esnoper V2000 Implante de Glaucoma

V2000

Nombre de marca	ESNOOPER
Referencia	V2000
Descripción e indicación	El implante escleral ESNOOPER V2000 es un implante no reabsorbible, cuya finalidad es proporcionar un espacio intraescleral permanente fijo que facilite el drenaje del humor acuoso. Está indicado en el procedimiento de esclerectomía profunda no perforante (EPNP) en cirugías de glaucoma de ángulo abierto. El ESNOOPER se coloca en el lecho escleral, este método favorece la vía de drenaje trabecular, que es la salida clásica del humor acuoso.
Medidas	3.00 mm x 1.40 mm x 2.85 mm.
Orificios	2 (sutura / drenaje).
Orificio longitudinal	Drenaje.
Material	Hidroxietil Metacrilato (HEMA).
Método de esterilización	Vapor.
Presentación	El implante ESNOOPER V2000 se presenta en un vial individual estéril alojado en una pinza-soporte, sumergido en agua altamente purificada que mantiene su adecuada hidratación.
Caducidad	3 años.

* Producto con marcado CE. REV: 03. 04/2019.

Instrumental quirúrgico EPNP (recomendado)

Nombre de marca	KIT EPNP
Referencia	AJL- KIT-001
Definición	Kit EPNP (Esclerectomía profunda no penetrante).
Descripción	<p>El kit de EPNP se presenta en blister de plástico rígido en el cual se agrupan las siguientes referencias (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EPNP-2001 Blefaro Liebermann 14 mm. • EPNP-2002 Marcador Escleral doble. • EPNP-2003 Espátula Mermoud. • EPNP-2004 Pinza Mermoud. • EPNP-2005 Micro-tijera curva. • PST-4600A Caja de esterilización (10 x 16 x 2 cm).

* Las piezas de instrumental se pueden suministrar de modo conjunto (Kit EPNP) o bien por separado.

