



LatinHealth
Group

Calentador de Ópticas

Applied
Medical



Una Solución Simple para
una Mejor Visibilidad

Applied
Medical
SCOPE WARMER
REF C3001

Lot 2222010





Calentador de Ópticas

Una Solución Simple para una Mejor Visibilidad

- Sencillo de usar.
- Minimiza el empañamiento de las lentes.

Sello del Calentador de Ópticas

Mantiene el calor a lo largo de procedimientos prolongados.

Botella del Calentador de Ópticas

Minimiza el empañamiento mediante el pre-calentamiento del laparoscopio a la temperatura corporal.

Base del Calentador de Ópticas

Estabiliza el sistema cuando la óptica es introducida.



La Solución para desempañar las ópticas durante la Laparoscopia.

Elimina la necesidad de geles químicos o toallitas, manteniendo el calor a través de los procedimientos prolongados, y minimiza la necesidad de la limpieza repetida del empañamiento de la óptica.

Calentador de Ópticas

Una Solución Simple para una Mejor Visibilidad



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
C3001	Calentador Reutilizable Para Laparoscopia* Capacidad = 500mL	1 UNIDAD
C3002	Base Reutilizable para Calentador*	1 UNIDAD
C3101	Sellos Desechables para Calentador Envasado Individualmente en Paquetes Estériles	CAJA/20

* Método de Esterilización Recomendado: Autoclave, STERRAD*** or EO.

** STERRAD es una marca registrada de Advanced Sterilization Products.

Por favor ver los datos y la hoja de información de producto.

*** La óptica no está incluida.