

# Canabrava Ring Anillo Extensor de Iris



# Canabrava Ring

## Anillo Extensor de Iris

### CANA - RING

<b>Nombre de marca</b>	<b>Canabrava Ring</b>
<b>Referencia</b>	<b>CANA - RING</b>
<b>Descripción e indicaciones</b>	<p>Anillo extensor de iris diseñado para extender de forma segura el iris, facilitando las cirugías de facoemulsificación y aquellas en las que la pupila no se dilata adecuadamente mediante fármacos, consiguiéndose una apertura pupilar de 6.3 mm y manteniéndose una dilatación estable durante la cirugía, que permite mejorar el acceso y el campo de visión del cirujano.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anillo semicircular de 300° con apertura de 60° fabricado de una única pieza.</li><li>• No precisa inyector.</li><li>• Sencilla adaptación y extracción.</li><li>• Posibilidad de introducir el anillo en incisiones inferiores a 2 mm.</li><li>• Fácil colocación en pupilas menores de 4.5 mm y en cámaras estrechas.</li><li>• Óptima visualización.</li><li>• Dispositivo desechable, no reesterilizable.</li></ul> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Miosis.</li><li>• Coloboma.</li><li>• Iridectomía sectorial traumática.</li><li>• Síndrome de iris flácido intraoperatorio.</li><li>• Prolapso de iris.</li><li>• Pupilas pequeñas.</li><li>• Tejido del iris rígido debido a una pseudoexfoliación.</li><li>• Vitrectomía con pupilas pequeñas.</li></ul>
<b>Material</b>	Polimetilmetacrilato de grado médico (PMMA).
<b>Método de esterilización</b>	Óxido de etileno (ETO).
<b>Presentación</b>	Envasado unitario estéril.
<b>Caducidad</b>	4.5 años

REV: 01.06/2019.

