

# **ENDO-K PRO**

## **Implante Intercorneal para Trasplante de Córnea**



# ENDO-K PRO Implante Intercorneal para Trasplante de Córnea

EQP75 / EQP80 / EQP85 / EQP90

<b>Nombre de marca</b>	ENDO-K PRO			
<b>Referencias</b>	EQP75	EQP80	EQP85	EQP90
<b>Diámetro exterior</b>	7.50 mm	8.00 mm	8.50 mm	9.00 mm
<b>Descripción e Indicaciones</b>	<p>Dispositivo de PMMA de grado médico, diseñado para su implantación entre endotelio corneal e injerto en cirugías de trasplante de córnea.</p> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Doble anillo circular de diferentes diámetros.</li><li>• Fabricado de una sola pieza de PMMA.</li><li>• No precisa inyector.</li><li>• Sencilla integración y manejo.</li></ul> <p>Dispositivo médico para uso oftalmológico indicado para ser implantado entre el endotelio corneal del paciente y el injerto de córnea en la cirugía de trasplante de córnea, para evitar la aparición de efectos secundarios indeseados que hagan fracasar la intervención.</p> <p>En general la utilización del dispositivo ENDO-K PRO permite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Separación mecánica del endotelio corneal receptor e injerto corneal.</li><li>• Facilitar la supervivencia del injerto corneal.</li><li>• Prevenir efectos secundarios indeseados en la cirugía de trasplante de córnea.</li></ul>			
<b>Material</b>	Polimetilmetacrilato (PMMA) con filtro UV.			
<b>Método de esterilización</b>	Óxido de etileno (ETO).			
<b>Presentación</b>	Implante unitario, envasado estéril.			
<b>Caducidad</b>	4.5 años			

\* Producto con marcado CE. REV: 01A. 02/2021

