

Mamawire Fix

Clip localizador de lesiones intervenidas en mamas

- Señala lesiones causadas por micro calcificaciones para posteriores controles.
- Clip de tamaño reducido de muy fácil y rápida aplicación.
- Permite visualizarlo por ultrasonografía, rayos X y resonancia magnética nuclear.
- Posee marcas de profundidad a cada centímetro y seguro de disparo.



Opción punta roma

- Luego de realizar la biopsia, con método de vacío o Core, podrá a través del canal dejado por la aguja de la biopsia, introducir el MAMAWIRE FIX y al llegar a la profundidad deseada presionar el actuador, dejando el clip fijado.
- Permite señalar el lugar en donde se realizó la biopsia histológica, para posteriores controles.

CÓDIGO	COLOR	FORMA	CUAGE (CALIBRE)	LARGO
911810	●		18	10 cm
911810V	●		18	10 cm
9118108	●		18	10 cm



Opción punta hipodérmica

- Sin necesidad de realizar una biopsia, permite introducir el MAMAWIRE FIX, y al llegar a la profundidad deseada, presionar el actuador depositando el clip.
- Punta con capacidad de acceso al paciente.
- Señala lesiones mamarias sin realización de biopsia, para futuros controles.

CÓDIGO	COLOR	FORMA	CUAGE (CALIBRE)	LARGO
911810D	●		18	10 cm
911810DV	●		18	10 cm
911810D8	●		18	10 cm



*Producto descartable, para utilizar por única vez.

*Para su uso correcto, ver información en el instructivo de uso junto al embalaje del producto.
Empresa autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE.

histo

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001:2015
ISO 13485:2012

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001:2015
ISO 13485:2012

FDA