



# Paquetes y Campos Quirúrgicos

Cateterismo Cardíaco y Radiología




# Campos para cateterismo cardíaco y radiología

Como líder reconocido en el desarrollo de tejidos médicos de alto rendimiento, Halyard Health posee más de 650 patentes de materiales no tejidos avanzados.

## Nuestras cortinas brindan el equilibrio crítico de propiedades que requiere su exigente trabajo.


- La tela de refuerzo CONTROL\* Plus brinda la calificación más alta de resistencia a las llamas y resistencia a la ignición por láser.
- Tejido resistente a la abrasión y con poca pelusa.
- Tejido resistente al desgarro y al tachado.
- Los campos quirúrgicos con tela de refuerzo CONTROL\* Plus cumplen con los requisitos de prueba de rendimiento de barrera líquida AAMI Nivel 4.



### Campo quirúrgico para angiografía femoral, 193 x 315 cm

- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 9 cm.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.


Código	Descripción	Presentación
<b>89704</b>	Campo quirúrgico para angiografía femoral, estéril.	Artículos por cartón = 14.
79704	Campo quirúrgico para angiografía femoral, sin esterilizar, Handi-Bin.	Artículos por cartón = 180.



### Campo quirúrgico de ventana para angiografía femoral, 208 x 315 cm

- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 9 cm.
- 1 Ventana transparente de poliuretano.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.


Código	Descripción	Presentación
<b>89705</b>	Campo quirúrgico de ventana para angiografía femoral, estéril.	Artículos por cartón = 16.
79705	Campo quirúrgico de ventana para angiografía femoral, sin esterilizar, Handi-Bin.	Artículos por cartón = 200.



### Campo quirúrgico de ventana para angiografía femoral, 208 x 315 cm

- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 9 cm.
- 1 Ventana transparente de poliuretano.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.
- 4 Pestañas metálicas maleables de soporte.


Código	Descripción	Presentación
<b>89462</b>	Campo quirúrgico con pestañas para angiografía femoral, estéril.	Artículos por cartón = 18.
79461	Campo quirúrgico con pestañas para angiografía femoral, sin esterilizar, Handi-Bin.	Artículos por cartón = 180.



### Campo quirúrgico con receptáculo para angiografía femoral intervencional, 208 x 315 cm

- 1 Bolsa de tela absorbente de 13 x 122 cm.
- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 9 cm.
- 1 Ventana transparente de poliuretano.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.


Código	Descripción	Presentación
<b>89463</b>	Campo quirúrgico con receptáculo de tela para angiografía femoral intervencional, estéril.	Artículos por cartón = 16.
13235NS	Campo quirúrgico con receptáculo de tela para angiografía femoral intervencional, sin esterilizar, Handi-Bin.	Artículos por cartón = 192.



### Campo quirúrgico de ventana para angiografía femoral, 208 x 315 cm

- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 9 cm.
- 2 Ventanas transparentes de poliuretano.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.


Código	Descripción	Presentación
<b>89706</b>	Campo quirúrgico de ventana para angiografía femoral, estéril.	Artículos por cartón = 18.
79706	Campo quirúrgico de ventana para angiografía femoral, sin esterilizar, Handi-Bin.	Artículos por cartón = 200.



### Campo quirúrgico de ventana para angiografía femoral extra largo, 208 x 343 cm

- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 9 cm.
- 1 Ventana transparente de poliuretano.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.


Código	Descripción	Presentación
<b>89709</b>	Campo quirúrgico de ventana para angiografía femoral extra largo, estéril.	Artículos por cartón = 14.
79709	Campo quirúrgico de ventana para angiografía femoral extra largo, sin esterilizar.	Artículos por cartón = 16.



### Campo quirúrgico de ventanas para angiografía femoral extra largo, 221 x 343 cm

- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 9 cm.
- 2 Ventanas transparentes de poliuretano.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.


Código	Descripción	Presentación
<b>89711</b>	Campo quirúrgico para angiografía femoral extra largo, estéril.	Artículos por cartón = 16.
13296NS	Campo quirúrgico para angiografía femoral extra largo, sin esterilizar, Handi-Bin.	Artículos por cartón = 180.



### Campo quirúrgico para angiografía femoral impermeable extra largo, 221 x 343 cm

- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 9 cm.
- 2 Ventanas transparentes de poliuretano.
- Refuerzo de tela absorbente de 81 x 343 cm.


Código	Descripción	Presentación
<b>89749</b>	Campo quirúrgico para angiografía femoral impermeable extra largo, estéril.	Artículos por cartón = 16.
79749	Campo quirúrgico para angiografía femoral impermeable extra largo, sin esterilizar, Handi-Bin.	Artículos por cartón = 144.



### Campo quirúrgico para angiografía femoral intervencional impermeable extra largo, 221 x 343 cm

- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 9 cm.
- 2 Ventanas transparentes de poliuretano.
- Refuerzo de tela absorbente de largo completo de 81 x 343 cm.
- Refuerzo de tela absorbente lateral de 69 x 79 cm.


Código	Descripción	Presentación
<b>89751</b>	Campo quirúrgico para angiografía femoral intervencional impermeable extra largo, estéril.	Artículos por cartón = 16.
79751	Campo quirúrgico para angiografía femoral intervencional impermeable extra largo, sin esterilizar, Handi-Bin.	Artículos por cartón = 144.



### Campo quirúrgico para angiografía femoral intervencional impermeable con bolsillo, 221 x 343 cm

- 1 Bolsillo lateral con bandas maleables de 18 x 122 cm.
- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 9 cm.
- 2 Ventanas transparentes de poliuretano.
- Refuerzo de tela absorbente de largo completo.


Código	Descripción	Presentación
<b>89372</b>	Campo quirúrgico para angiografía femoral intervencional impermeable con bolsillo, estéril.	Artículos por cartón = 10.
79372	Campo quirúrgico para angiografía femoral intervencional impermeable con bolsillo, sin esterilizar, Handi-Bin.	Artículos por cartón = 120.



### Campo quirúrgico de ventanas laterales e inferiores para angiografía femoral, 201 x 343 cm

- 1 Tira de tela absorbente de 10 x 81 cm con bandas maleables.
- 2 Incisión de 8 x 8 pulg. con fenestraciones en forma circular de 9 cm.
- 3 Fondo transparente de poliuretano y ventanas laterales.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.


Código	Descripción	Presentación
<b>29227</b>	Campo quirúrgico de ventanas laterales e inferiores para angiografía femoral, estéril.	Artículos por cartón = 13.
29228NS	Campo quirúrgico de ventanas laterales e inferiores para angiografía femoral, sin esterilizar.	Artículos por cartón = 14.



### Campo quirúrgico de ventanas dobles para angiografía femoral radial HALYARD BASICS\*, 239 x 378 cm

- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva ovalada (Radial) de 6 x 4 cm.
- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 8 cm (Femoral).
- 2 Ventanas transparentes de poliuretano.
- Refuerzo de tela.


Código	Descripción	Presentación
<b>89583</b>	Campo quirúrgico para angiografía femoral radial HALYARD BASICS*, estéril.	Artículos por cartón = 12.
79583	Campo quirúrgico para angiografía femoral radial HALYARD BASICS*, sin esterilizar.	Artículos por cartón = 14.



### Campo quirúrgico para angiografía femoral radial, 244 x 381 cm

- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva ovalada (Radial) de 6 x 4 cm.
- 2 Incisión de 15 x 15 cm con fenestraciones con incisión adhesiva circular de 8 cm (Femoral).
- 2 Ventanas transparentes de poliuretano.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.


Código	Descripción	Presentación
<b>44976</b>	Campo quirúrgico para angiografía femoral radial, estéril.	Artículos por cartón = 6.
44975NS	Campo quirúrgico para angiografía femoral radial, sin esterilizar.	Artículos por cartón = 6.



### Campo quirúrgico para angiografía femoral radial móvil, 274 x 425 cm

- 2 Extensiones laterales radiales móviles.
- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular (Radial) de 8 cm.
- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva ovalada con cinta adhesiva (Femoral) de 10 x 13 cm.
- 6 Bandas de aluminio maleables.
- 2 Ventanas transparentes de poliuretano.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.


Código	Descripción	Presentación
<b>44970</b>	Campo quirúrgico para angiografía femoral radial móvil, estéril.	Artículos por cartón = 5.
44969NS	Campo quirúrgico para angiografía femoral radial móvil, sin esterilizar.	Artículos por cartón = 5.



### Campo quirúrgico para angiografía braquial radial, 112 x 79 cm

- 1 Fenestración con incisión adhesiva circular de 8 cm.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.


Código	Descripción	Presentación
<b>89471</b>	Campo quirúrgico para angiografía braquial radial, estéril.	Artículos por cartón = 50.
35361NS	Campo quirúrgico para angiografía braquial radial, sin esterilizar.	Artículos por cartón = 60.



### Campo quirúrgico para angiografía femoral pediátrica, 194 x 401 cm

- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 4 cm.
- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 9 cm.
- 2 Ventanas transparentes de poliuretano.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.


Código	Descripción	Presentación
<b>29232</b>	Campo quirúrgico para angiografía femoral pediátrica, estéril.	Artículos por cartón = 12.
29233NS	Campo quirúrgico para angiografía femoral pediátrica, sin esterilizar.	Artículos por cartón = 15.



### Campo quirúrgico para combinación de angiografía femoral/acceso a la vena yugular interna, 201 x 361 cm

- 2 - Incisión fenestrada trapezoidal (vena yugular interna) de 18 x 18 cm.
- 2 Fenestraciones con incisión adhesiva circular de 9 cm (Femoral).
- 2 - Ventanas transparentes de poliuretano.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.


Código	Descripción	Presentación
<b>29225</b>	Campo quirúrgico para combinación de angiografía femoral/acceso a la vena yugular interna, estéril.	Artículos por cartón = 15.
29226NS	Campo quirúrgico para combinación de angiografía femoral/acceso a la vena yugular interna, sin esterilizar.	Artículos por cartón = 15.



### Campo quirúrgico para marcapasos, 221 x 343 cm

- 2 Fenestraciones de 15 x 20 cm con incisión completa.
- 2 Bolsas de tela absorbente de 15 x 81 cm.
- 2 Ventanas transparentes de poliuretano.
- Barra de ventilación ajustable para el paciente.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.

Código	Descripción	Presentación
<b>89368</b>	Campo quirúrgico para marcapasos, estéril.	Artículos por cartón = 11.
79368	Campo quirúrgico para marcapasos, sin esterilizar.	Artículos por cartón = 12.



### Campo quirúrgico para marcapasos con incisión fenestrada, 231 x 343 cm

- 2 8 x 13 cm con incisión fenestrada.
- 2 Bolsas de tela absorbente de 25 x 81 cm.
- 2 Ventanas transparentes de poliuretano.
- Refuerzo de tela CONTROL\* Plus.
- Soportes para tubos.

Código	Descripción	Presentación
<b>29229</b>	Campo quirúrgico para marcapasos con incisión fenestrada, estéril.	Artículos por cartón = 12.
29231NS	Campo quirúrgico para marcapasos con incisión fenestrada, sin esterilizar.	Artículos por cartón = 12.

Todo código resaltado en **negritas** indica producto estéril. **NOTA:** Los refuerzos incluyen: **CONTROL\* Plus** - Absorción máxima; Refuerzo de tela **CONTROL**; **almohadilla para instrumentos** - Almohadilla antideslizante.