


# Biocore II / MG / BR

*Agujas de corte para biopsias histológicas tipo TRU-CUT adaptables a diversos disparadores automáticos*



- Biocore II tiene un orificio central que permite la adaptación de una jeringa normal.
- Biocore II MG y BR cuentan con un sistema exclusivo de separador para introducir la aguja en la lesión y luego incorporar al disparador.
- El separador se desprenderá al colocar la aguja en el disparador.
- Las agujas cuentan con marcas de profundidad que permiten calcular la distancia de penetración hacia la lesión.
- El terminal plástico de color identifica el calibre de la aguja.
- Agujas de acero inoxidable de grado médico.
- Notch de 19 mm.

COLOR	GUAGE (CALIBRE)	LARGO
●	12	10 cm
	12	13 cm
●	14	10 cm
	14	15 cm
	14	20 cm
●	16	10 cm
	16	15 cm
	16	20 cm
	16	25 cm
●	18	10 cm
	18	15 cm
	18	20 cm
	18	25 cm
	18	30 cm

\* Producto descartable, para utilizar una única vez.  
\* Para su uso correcto, ver información en el instructivo de uso junto al embalaje del producto.

**histo**

**anmat**  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION  
ISO 9001:2015  
ISO 13485:2012

**FDA**