

Dana 2.2 MG

Disparador automático para agujas de biopsia tipo TRU-CUT con penetración de 2.2 cm



- Utiliza agujas para biopsia Biocore II MG.
- Penetración de 2.2 cm.
- Peso de 220 g.
- Doble Gatillo: Frontal y posterior.
- Seguro táctil y visual.
- Señaliza el momento de la descarga de la muestra obtenida.
- Estructura de aluminio con dimensiones de 3 x 4 x 12 cm.
- Cargador despegable.
- Su diseño permite el accionamiento con una sola mano.

COLOR	DESCRIPCIÓN
●	Sistema Dana 2.2 MG penetración de 2.2 cm. Este sistema permite utilizar agujas de calibres 12, 14, 16 y 18 Ga.

histo

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Instrumentos y Dispositivos Médicos

