



LatinHealth
Group

Dale[®]
Always Better™



Sujetador de Tubo Endotraqueal

Sujetador de Tubo Endotraqueal

Rápida y fácil manera de asegurar el tubo endotraqueal y ayuda a prevenir accidentes de extubación.

Su base adhesiva se aplica al paciente e incluye unas tiras de Velcro® para colocarlas a nivel de cuello para prevenir deslizamientos.

- La banda para el cuello acolchada es suave y confortable para colocarlo en la cara o cuello.
- Adhesivo que no daña la piel puede permanecer hasta por tres días sin lesiones.
- El canal para el tubo es hecho de un material ligero y flexible para colocar de manera segura el tubo endotraqueal.
- El cierre de Velcro® provee una segura fijación.
- No es impermeable pero resiste a la humedad.
- Pieza adhesiva intercambiable que se vende por separado.



270 Sujetador de tubo endotraqueal. Para tubos de 7 a 10 mm.
10 por caja.