



## MICROBAR HD 98.8%p/p

- Ofrece excelentes proporciones de contraste.
- Imágenes altamente detalladas para estudio de contraste doble e individual.
- Polvo blanco de partículas gruesas.
- Especialmente formulado para evitar sedimentación aún cuando se mezcla con 1.3 litros de agua.
- Partículas gruesas que permiten un mejor diagnóstico.
- Produce excelentes resultados de diagnóstico del intestino grueso.

### Indicaciones:

- Para el diagnóstico por rayos X del intestino grueso.

### Dosis:

- 400g/454g de polvo mezclado con la cantidad deseada de agua según el tamaño del paciente.

### Empaque:

- Frasco con 3.5kg.

### Cada 100gm contiene:

- Sulfato de Bario B.P. 92 gm.
- Base con sabor q.s. 100ml



Fabricante: Eskay Speciality Chemicals  
País de Origen: India